

FICHA TÉCNICA

TAGUMEDICA

SUTURAS QUIRÚRGICAS ÁCIDO POLIGLACTIN

SUTURAS ABSORBIBLES



CLASE III REG.SAN. 0400C2018 SSA

DESCRIPCIÓN

Sutura quirúrgica sintética, absorbible, trenzada y estéril, compuesta de un copolímero 90% glicolida y 10% L-lactida utilizada para la aproximación de tejido blando.
Copolímero 90% de glicolida y 10% L-lactida. Presenta una cubierta de poliglactina y estearato de calcio, filamento trenzado teñido en color violeta o incoloro

MARCA

Tagumedica

TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica.

INDICACIONES DE USO

No indicada para el uso en tejido cardiovascular y nervioso
Dispositivo de uso único
No utilizar si el envase está abierto o dañado
Temperatura máxima de 25 °C
Humedad máxima de 60%
Proteger de la luz solar y otras fuentes de calor

PRESENTACIÓN

-Sobre de aluminio adherido a una película de polietileno. Sobre blanco compuesto por una lámina de papel grado médico 70 g/m² y laminado PET/PP. Película de cloruro de polivinilo, transparente y termosellable
-Presentación Caja de cartón que contiene 12 sobres

ESTRUCTURA

Multifilamento trenzado

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno.

COLOR

Violeta e incoloro

CALIBRE

8/0 A 2

REFERENCIA

1/2 Circulo redonda- VIOLETA

Código	Calibre	Aguja	Longitud	Cuadro Básico
TGGP0915.J	4/0	1/2 circulo redonda 25 mm	70 cm	060.842.0600
TGGP1015.J	3/0	1/2 circulo redonda 25 mm	70 cm	060.842.0618
TGGP1017.J	3/0	1/2 circulo redonda 35 mm	70 cm	060.842.0634
TGGP1115.J	2/0	1/2 circulo redonda 25 mm	70 cm	060.842.0626
TGGP1117.J	2/0	1/2 circulo redonda 35 mm	70 cm	060.842.0642
TGGP1315.J	0	1/2 circulo redonda 25 mm	70 cm	060.842.0725
TGGP1317.J	0	1/2 circulo redonda 25 mm	70 cm	060.842.0659
TGGP1415.J	1	1/2 circulo redonda 25 mm	70 cm	060.842.0733
TGGP1417.J	1	1/2 circulo redonda 35 mm	70 cm	060.842.0667
TGGP0813.J	5/0	1/2 circulo redonda 17 mm	70 cm	*

3/8 Circulo Espatulado

Código	Calibre	Aguja	Longitud	Cuadro Básico
TGGP0653ZG	7/0	doble armado 6.4 mm	45 cm	*